

TLIF

OSTEO FUSION

Registro ANVISA: 80071910100

Dispositivo Intersomático TLIF OSTEO FUSION em PEEK é um dispositivo médico para estabilização da coluna vertebral, aplicável unicamente entre duas vertebrais adjacentes, sendo direcionado aos segmentos torácico, lombar e sacral (T12-S1), sendo introduzido por via transforaminal, através do forâmen intervertebral.

3 marcadores radiopacos.

Grande cavidade para enxertia.



Trilhos superficiais projetados para guiar e girar o implante na posição desejada.

Conexão que permite o movimento de rotação em dois estágios.




OSTEOMED



Introdutor

- Introdutor permite uma inserção controlada e guiada em dois estágios.
- Projetado para cirurgias minimamente invasivas



Fabricado em PEEK, material com módulo elástico semelhante ao osso esponjoso, consequentemente minimizando o risco de absorção sistêmica e reações inflamatórias locais.

Superfície rugosa promove melhor osteointegração.



Perfil que permite auto-distração e facilita a inserção.

Dimensões:

30.058.00001	- 7mm
30.058.00002	- 8mm
30.058.00003	- 9mm
30.058.00004	- 10mm
30.058.00005	- 11mm
30.058.00006	- 12mm
30.058.00007	- 13mm
30.058.00008	- 14mm

Indicações:

- Doenças degenerativas discal;
- Hérnia de disco;
- Espondilolistese;
- Estenose espinhal;
- Instabilidade da coluna
- Traumatismos com instabilidade;
- Deformidade da coluna.



OSTEOMED


Kit TLIF OSTEO FUSION - Instrumentais



30.042.00096 Introduutor Cage TLIF OSTEO



30.018.00069 Cabo Intercambiável T



Raspa TLIF PEEK

30.034.00050 - 7mm	30.034.00054 - 11mm
30.034.00051 - 8mm	30.034.00055 - 12mm
30.034.00052 - 9mm	30.061.00201 - 13mm
30.034.00053 - 10mm	30.061.00202 - 14mm



30.061.00523 Introduutor de Prova TLIF OSTEO FUSION



Raspa Dilatadora

30.041.00021 - 7mm	30.041.00025 - 11mm
30.041.00022 - 8mm	30.041.00026 - 12mm
30.041.00023 - 9mm	30.061.00209 - 13mm
30.041.00024 - 10mm	30.061.00210 - 14mm



30.061.00225 Impactador de Enxerto OSTEO



30.061.00224 Base para Impactar Enxerto



30.061.00314 Martelo



OSTEOMED

Kit TLIF OSTEO FUSION - Instrumentais



30.042.00022 Impactor Angulado TLIF PEEK



30.034.00027 Impactor de TLIF PEEK




30.034.00029 Posicionador TLIF PEEK



30.034.00028 Osteótomo



30.034.00038 Afastador de Raiz nervosa



Provas

30.061.00515 - 7mm	30.061.00519 - 11mm
30.061.00516 - 8mm	30.061.00520 - 12mm
30.061.00517 - 9mm	30.061.00521 - 13mm
30.061.00518 - 10mm	30.061.00522 - 14mm



30.034.00023 Cureta Reta
30.034.00030 Cureta Direita
30.034.00031 Cureta Esquerda



30.034.00024 Cureta Vazada Reta
30.034.00025 Cureta Vazada Direita
30.034.00026 Cureta Vazada Esquerda



OSTEOMED



OSTEOMED

Produtos de qualidade a serviço da vida.

Osteomed Industria e Comércio de Implantes LTDA.

Rio Claro - SP - Brasil

Telefone: (19) 3522-3064

SITE: www.osteomedimplantes.com.br

comercial@osteomedimplantes.com



/Osteomed Implantes



@osteomed_implantes



/Osteomed Implantes