



**OSTEOMED**

**LINHA PARA  
ENDOSCOPIA**

**VERT  
FLEX**



**Lançamento**

Produtos de **qualidade**  
a **serviço da vida.**


# VERT FLEX



## Cânula Bipolar para Endoscopia

REGISTRO ANVISA: 80071910120

O Vert-Flex é um eletrodo bipolar de ablação por radiofrequência, projetado para procedimentos minimamente invasivos, especialmente na coluna e em cirurgias ortopédicas. Ele utiliza a tecnologia de radiofrequência para tratar de forma precisa e controlada condições médicas que exigem intervenção em tecidos, como ablação e coagulação. Seu sistema avançado permite que a energia seja direcionada de forma segura, garantindo efeitos terapêuticos sem danificar os tecidos saudáveis ao redor.



### Alça Aberta

30.066.30001 - Ø1,9mm X 100mm  
30.066.30002 - Ø1,9mm X 200mm  
30.066.30003 - Ø1,9mm X 360mm  
30.066.30004 - Ø2,8mm X 100mm  
30.066.30005 - Ø2,8mm X 200mm  
30.066.30006 - Ø2,8mm X 360mm  
30.066.30007 - Ø3,1mm X 100mm  
30.066.30008 - Ø3,1mm X 200mm  
30.066.30009 - Ø3,1mm X 360mm  
30.066.30010 - Ø3,8mm X 100mm  
30.066.30011 - Ø3,8mm X 200mm  
30.066.30012 - Ø3,8mm X 360mm

### Alça Fechada

30.066.30013 - Ø1,9mm x 100mm  
30.066.30014 - Ø1,9mm x 200mm  
30.066.30015 - Ø1,9mm x 360mm  
30.066.30016 - Ø2,8mm x 100mm  
30.066.30017 - Ø2,8mm x 200mm  
30.066.30018 - Ø2,8mm x 360mm  
30.066.30019 - Ø3,1mm x 100mm  
30.066.30020 - Ø3,1mm x 200mm  
30.066.30021 - Ø3,1mm x 360mm  
30.066.30022 - Ø3,8mm x 100mm  
30.066.30023 - Ø3,8mm x 200mm  
30.066.30024 - Ø3,8mm x 360mm

\*Consultar disponibilidade no estoque



# Kit Cânula Bipolar para Endoscopia

REGISTRO ANVISA: 80071910122

# VERT FLEX



O **Kit Cânula para Endoscopia Vert-FLEX** é a escolha ideal para procedimentos minimamente invasivos na coluna vertebral. Desenvolvido para oferecer acesso fácil e visualização precisa, ele permite a inserção segura de endoscópios através de pequenas incisões, proporcionando diagnósticos e tratamentos eficientes e menos invasivos.



## Indicações:

- ✓ Tratamento de hérnias de disco
- ✓ Descompressão de nervos
- ✓ Estabilização vertebral
- ✓ Tratamento de fraturas
- ✓ Biópsias e ressecções de tumores

## Composição:

- 1 Cânula de Punção 18G x 200mm
- 1 Fio Guia 400mm x 1,0 mm
- 3 Cânulas de Debridação
- 1 Equipo para Bomba de irrigação de 4 vias
- 1 Cânula Bipolar para Endoscopia VERT-FLEX

Diversas variações de conexões e Cânulas de Debridação, consultar disponibilidade no estoque.





# OSTEOMED



# Cânula de Debridação

REGISTRO ANVISA: 80071919016


As **Cânulas de Debridação Vert-Flex**, também conhecida como Lâminas de Shaver, foi projetada para facilitar procedimentos cirúrgicos por vídeo, incluindo técnicas minimamente invasivas na coluna. Ela é ideal para debridar partes moles, raspar e perfurar tecidos ósseos, sendo compatível com uma variedade de aparelhos de Shaver disponíveis no mercado.



Diamantada



Oval com proteção



Cortante

Sua estrutura inclui uma Cânula guia externa, uma cânula interna que realiza corte e sucção, além de um encaixe traseiro, proporcionando eficiência e precisão na remoção de excessos de tecidos ósseos durante a cirurgia.

\*Consulte disponibilidade de estoque.

# VERT FLEX



**OSTEOMED**

# Contatos



## OSTEOMED



**Telefone:**  
(19) 3522-3064



**E-mail:**  
comercial@osteomedimplantes.com



**Endereço:**  
Rod. Washington Luis (SP 310), Pista Sul km 172  
Rua 6 S/N - Jd. Anhanguera - Cond. Conpark  
Rio Claro/SP - CEP 13501-600



**Osteomed Implantes**

[www.osteomedimplantes.com](http://www.osteomedimplantes.com)

C.N.P.J 00.638.390/0001-20

A.F.E.ANVISA 800719-1